

Micro-mécanique sur combustible irradié 2 méthodes complémentaires nano-indentation et micro-essais

I. Zacharie-Aubrun

► To cite this version:

I. Zacharie-Aubrun. Micro-mécanique sur combustible irradié 2 méthodes complémentaires nanoindentation et micro-essais. Journées CAZAC 2015, May 2015, Rouen, France. cea-02489550

HAL Id: cea-02489550 https://cea.hal.science/cea-02489550

Submitted on 24 Feb 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE





www.cea.fr

Direction de l'Energie Nucléaire Département d'Etude des Combustibles Centre de Cadarache

Micro-mécanique sur combustible irradié 2 méthodes complémentaires nano-indentation et micro-essais

I. Zacharie-Aubrun

Cadarache/DEC/SA3C/LEMCI (Travaux de N. Le Roux et M. Lesne en collaboration avec l'INSA de Lyon C. Langlois, S.Meille et T. Douillard)

Journées du CaZac 20-22/05/2015

Effet de l'irradiation sur les propriétés mécaniques fragiles du combustible irradié Des contraintes liées à l'échantillon



⇒ Difficile de fabriquer des éprouvettes pour des tests mécaniques conventionnels







DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE

CEA LECA/STAR : dédié à l'examen des combustibles irradiés





Equipements MEB/FIB +nano-indenteur in situ



INSTALLATION D'UN MEB FIB AURIGA DANS UNE ENCEINTE BLINDÉE DU LECA (CADARACHE)



Enceinte blindée vide





Contrôle Commande déporté

Chargement à distance en pince





Après nucléarisation





Avant nucléarisation

cea

UN MICROSCOPE AVEC DE NOMBREUX DÉTECTEURS ET ACCESSOIRES

4 détecteurs périphériques d'électrons secondaires et rétrodiffusés



2 accessoires sur porte

µ-manipulateur





2 détecteurs EDX et STEM pour échantillons faiblement irradiants :





Caractérisation morphologique, cristallographique et chimique en 2D et en 3D, fabrication de micro-échantillons et tests de micro-mécanique DE LA RECHERCHE À L'INDUSTR



NANO-INDENTEUR IN SITU - <u>NHT2 CSM</u>





Caractéristiques du nano-indenteur NHT2 : Maximum déplacement: 200 μ m Résolution du déplacement : 0.04 nm Maximum force : 500 mN Résolution de la force : 0.04 μ N Inclinaison de la tête = 20°



Test d'irradiation carte pré-ampli : 170 Gy (ech = 35 mGy/h – 200 jours)

Choix d'un matériau modèle :

zircone yttriée avec 8 mol% Y2O3 : 8Y-FSZ ZrO2

Material	Young's Modulus (GPa)	Hardness (GPa)	Fracture toughness (MPa.m ^{1/2})	Electrical conductivity at 25°C (S.cm ⁻¹)	Porosity (%)	Grain size (µm)
UO ₂	194	6,6 - 9	1	10 ⁻⁴	5	10 - 60
8Y-FSZ	200 - 220	12 - 14	3,5	10 ⁻⁸	2.1 ± 0.5	6.5 ± 3.1





Nano-indentation

Carl Zeiss FIB SEM NVISION 40 Nano-indenteur indépendent Agilent G200-XP (50 nN - 500 mN)

DE LA RECHERCHE À L'INDUSTR



Nano-indentation sur zircone yttriée

Calcul de la ténacité à partir des essais d'indentation Berkovich (600 mN - 1 N)



DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRI

Nano-indentation sur zircone yttriée

Calcul de la ténacité à partir des essais d'indentation Berkovich (600 mN - 1 N)

FIB tomographie de l'indent





- Fissures : géométrie proche de halfpenny, présence de fissures latérales
- Pas d'influence des joints de grain sur le trajet des fissures
- □ Comparaison avec les résultats d'essais de flexion sur éprouvettes entaillées : 2.90, 3.05, 3.17 MPa \sqrt{m} (*J. Soulacroix CEA*)
- ❑ Données fournisseur (Microcertec): 3.5 MPa√m



$$K_{Ic} = 0.022 \left[\frac{a}{l}\right]^{\frac{1}{2}} \left[\frac{E}{H}\right]^{\frac{2}{3}} \left[\frac{P}{c^{\frac{3}{2}}}\right]$$

N. Cuadrado et al., Scripta Materialia, vol. 66(9), 670-673 (2012)

 K_{lc} : 3 ± 0.8 MPa \sqrt{m}

NANO-INDENTATION Calcul de la ténacité - Approche énergétique



DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE

NANO-INDENTATION Calcul de la ténacité - Approche énergétique

Load (mN)	A (m²)	U _{fra} (mN.nm)	U _{fra} (nJ)	G _c (J/m²)	K _{Ic} (MPa.m ^{1/2})	Ecart type
500	3.9E-10	6399	6.4	16.3	2.1	0.3
600	5.8E-10	13269	13	22.4	2.4	0.5
661	5.5E-10	11853	12	21.6	2.6	0.5
1000	9.3E-10	18891	19	20.7	2.5	0.3
3000	3.3E-09	175590	179	55.2	4.1	0.4
10000	1.7E-08	1519491	1519	90.7	5.3	0.2

Valeurs de K_{Ic} obtenues cohérentes



Micro-essais mécaniques

DE LA RECHERCHE À L'INDUSTR

Cez

TEST DE COMPRESSION SUR MICRO-PILIER



Pilier obtenu : Diamètre : 2.3 µm Hauteur : > 5.2 µm Conicité : 2.5°



TEST DE FLEXION SUR MICRO-POUTRE Fabrication d'une poutre

Géométries possibles :

- Sections rectangulaires, triangulaires, carrées, pentagonales
- Découpe rectangulaire, en escalier
- Découpe d'une entaille

Protocole retenu : 12 µm Découpe à 30 kV, 13 nA Profondeur: 7 µm O 6 µm 6 µm B 12 µm 0 Affinage à 30 kV, 300 pA



Découpe de la section triangulaire à 30 kV, 3 nA puis affinage à 80 pA



DE LA RECHERCHE À L'INDUSTR



TEST DE FLEXION SUR MICRO-POUTRE

Fabrication d'une micro-poutre triangulaire par FIB



Fabrication d'une entaille dans d'une micropoutre triangulaire par FIB







Extrait de : "Small scale mechanical behavior of zirconia" E. Camposilvan et al. / Acta Materialia 80 (2014) 239–249



The original curve is first drift-corrected using the calculated thermal drift value and then corrected for the indentation effect using the fitted indentation curve, which appears on the left side of the chart.



Merci de votre attention